

Comparative table of Dens-therapy's devices

№	Data & Specifications	Description + advantages	DiaDENS				DENAS
			PCM	PC	DT	T	
1. Característica general de los aparatos							
1.1	Fuente de alimentación, vatio	- el precio es moderado; - se puede utilizar las pilas de acumulador; - el funcionamiento de los aparatos es seguro y autónomo (no depende de la red eléctrica).	1,5	9	9	9	1,5
1.2	Período de funcionamiento sin cargar la energía no menos que una hora	- hay bastante tiempo para el tratamiento curativo de Dens-terapia;	4	4	4	4	4
1.3	Peso del aparato (kilo)	- es portable, autónomo y fácil de usar; - utilizar el aparato Dens para primeros auxilios (prestados a sí mismo) o asistencia mutua en la vida cotidiana, durante el viaje, en el transporte, etc.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,3
1.4	Pantalla líquidocristalina:	- marca el tiempo de los tratamientos, indica resultados de diagnóstico; - la instalación exacta de la potencia (energética);	+	+	+	+	-
1.5	Regulación de la potencia (energética):	- diapasón energético ampliado (desde 0 hasta 99) es más sensible y permite calcular exactamente la potencia energética del paciente de cualquier edad y con cualquier nivel de perceptibilidad;	LCD digital indication: values from 0 to 99				LED ruler (from 0 to 10)
1.6	La forma y la posición de los electrodos (en el aparato):	La forma de los electrodos de los aparatos DiaDens (óvalos concéntricos) aumenta la efectividad de Dens-terapia que se realiza.	Concentric ovals				Linear longitudinal with functional curving
1.7	La existencia de electrodos terapéuticos (en completo);	*Los electrodos terapéuticos pueden ser comprados también separadamente para cada aparato (puntual; Dens-gafas; Dens-aplicador); - La posibilidad de ejercer influencia en los puntos de la pabellón de la oreja, en los sitios poco abordables (electrodo puntual), en torno de los ojos para la corrección de la vista (Dens-gafas) y en el cuerpo (Dens-aplicador);	Electrodo puntual				-
1.8	El método de la conexión de los electrodos al aparato de fuera	Advertencia. El aparato DiaDens no exige pedestales adicionales.	There is a cutoff point in the device				With the help of a “basement”

1.9	La posibilidad de conexión al ordenador (con el objetivo de diagnóstico)	<ul style="list-style-type: none"> - reproduce, trata los datos, conserva y sistematiza todos los índices, resultados de diagnóstico (registro electrónico); - La evidencia de presentación de los resultados recibidos de diagnóstico (diagramas); - La posibilidad de inspeccionar la dinámica - La posibilidad de fotocopiar los resultados recibidos en cualquier forma preferida . 	-	+	-	-	-
2. Posibilidades curativas de los aparatos							
2.1	TEST modo (dosis, modo y nivel de tratamiento)	<ul style="list-style-type: none"> - búsqueda rápida de las zonas problemáticas (dolorígenas); - un tratamiento es más efectivo con la inclusión de Dens-terapia. 	+	+	+	+	+
2.2.	La dosis mínima eficaz (DME)	<ul style="list-style-type: none"> - el programa (terapia) rápido (de 5 minutos) de microordenador que puede utilizarse efectivamente a intervalos entre trabajo para disminuir la tensión durante el trabajo intelectual y trabajo físico; - se usa en caso necesario del síndrome crónico de cansancio, la somnolencia, el estado y la atención concentrados, el estrés; - profiláctica de enfermedades de resfriado y otros estados; 	+	+	+	+	-
2.3.	El diapasón ampliado: - de baja frecuencia (10, 20 hertz);	<ul style="list-style-type: none"> - la intensificación de los efectos sistémicos generales; - resultados efectivos de larga duración; - recuperación eficaz del sistema del organismo (después una operación, enfermedad grave, estrés, etc.) - se usa en caso necesario del estrés, estado deprimido, depresión nerviosa; 	+	+	+	+	-
	- de alta frecuencia (60, 77, 140 Hz)	<ul style="list-style-type: none"> - las frecuencias universales para prestar auxilio, liquidación de quejas, influencia curativa; son efectivas de maneras diferentes según las síntomas y enfermedades; 	+	+	+	+	Only 77 Hz
	- hiperfrecuencia (200 Hz)	<ul style="list-style-type: none"> - para la anestesia operativa, para prestar servicio de socorro urgente (heridas, quemaduras, picaduras, traumatismo, dolor agudo, etc.); - produce efecto al primer instante. 	+	+	+	+	-
2.4.	Modulador de frecuencias 77 10 и 77 AM	<p>77 AM – un remedio eficaz para subir la presión arterial (de la baja tensión), la estimulación de las funciones y los órganos del cuerpo (efecto tónico y estimulado moderadamente);</p> <p>77 10 – un remedio eficaz para bajar la presión arterial, disminución del nivel del estado de vela y buen efecto calmante;</p>	+	+	-	-	-
2.5.	Las frecuencias infrabajas (desde 1,0 hasta 9,9 Hz)	<ul style="list-style-type: none"> - el efecto curativo orientado a las enfermedades concretas (de acuerdo al padecimiento y síntomas) y en conformidad; - el tratamiento más efectivo; - reducción del tiempo de la influencia y el tratamiento de Dens-terapia; - obtención de buenos resultados. 	+	+	-	-	-

3. Las posibilidades diagnósticos de los aparatos:							
3.2.	Régimen SCREENING	<ul style="list-style-type: none">- determinación de la efectividad de la terapia (apreciación inmediatamente (diagnóstico) de zona (órgano) antes y después del tratamiento);- búsqueda rápida de las zonas problemáticas (dolorígenas) y la de las zonas más efectivas para Dens-terapia correspondientemente;	+	+	+	+	-
3.3.	El diagnóstico BIOREPER	<ul style="list-style-type: none">- diagnóstico-expreso del estado de las vísceras y sistemas del organismo con una exactitud alta de los resultados (~ 95%);- prontitud de recibir resultados ((10-15 minutos);- no existen restricciones severas y exigencias antes de realizar el diagnóstico;- las ventajas (diagnóstico se realiza por la oreja, no hace falta desvestirse);- la posibilidad de observar la dinámica de los resultados durante del tratamiento;- la posibilidad de poner en evidencia una patología en el período de “anteenfermedad”;- la ayuda en elección del esquema oportuno del tratamiento (en primer lugar Dens);	-	+	+	-	-
		<ul style="list-style-type: none">- con ayuda del ordenador se puede encontrar en la oreja el punto de un órgano definido;- no hace falta registrar resultados obtenidos;- la evidencia y la comodidad de la presentación de los resultados obtenidos;- la posibilidad de mantener la base de datos y examinar la dinámica de cada paciente;	-	+	+	-	-
3.4.	3.4.1. Diagnóstico FOLL	<ul style="list-style-type: none">- la posibilidad de obtener inmediatamente la información o el estado de las vísceras y el sistema del organismo con una exactitud de 65%;- la comodidad (se realiza sobre los dedos y no hace falta desvestirse);- la posibilidad de examinar la dinámica obtenidos durante el tratamiento (en primer lugar Dens);- el ordenador puede indicar donde se encuentra un meridiano y como encontrarlo;	-	+	+	-	-
		<ul style="list-style-type: none">- con ayuda del ordenador se puede encontrar en la oreja el punto de un órgano definido;- no hace falta registrar resultados obtenidos;- la evidencia y la comodidad de la presentación de los resultados obtenidos;- la posibilidad de mantener la base de datos y examinar la dinámica de cada paciente;	-	+	-	-	-
	3.4.2. Ensayo medicamentoso conforme a FOLL	<ul style="list-style-type: none">- Ensayo y elección individual de los medicamentos y preparados homeopáticos, vitaminas, adiciones biológico-activas, cosméticos, etc. (con una exactitud de 65%);- la advertencia de toma de los medicamentoa peligrosos (con una exactitud de 65%);- la posibilidad de ver que influencia tienen diferentes preparados a los sistemas concretos del organismo y los órganos;	-	+	+	-	-

		- la posibilidad de guardar resultados recibidos en la base de datos y comparar con los resultados recibidos más tarde;	-	+	-	-	-
3.5.	3.5.1. Diagnóstico BioFoll	<ul style="list-style-type: none"> - la posibilidad de obtener inmediatamente la información o el estado de las vísceras y el sistema del organismo con una exactitud de 85%; - la comodidad (se realiza sobre los dedos y no hace falta desvestirse); - la posibilidad de examinar la dinámica obtenidos durante el tratamiento (en primer lugar Dens); - el ordenador puede indicar donde se encuentra un meridiano y como encontrarlo; apreciación profunda del estado (por cuenta de examinar el efecto de la caída de la flecha indicadora en el ordenador); 	-	+	-	-	-
	3.5.2. Ensayo medicamentoso conforme a BioFOLL	<p>Ensayo y elección individual de los medicamentos y preparados homeopáticos, vitaminas, adiciones biológico-activas, cosméticos, etc. (con una exactitud de 85%);</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posibilidad de ver que influencia tienen diferentes preparados a los sistemas concretos del organismo y los órganos; 	-	+	-	-	-

